

SYTEME DE PROTECTION, IMMOBILISATION, TRANSPORT GERARD SERINGE - BREVET N° 2 880 259 MODE D'UTILISATION

Ce système, à l'épreuve des armes blanches, est destiné à la neutralisation sans violence des personnes agressives et dangereuses tout en protégeant l'intégrité physique des utilisateurs. Il est destiné aux personnels des établissements de santé, pompiers, policiers, etc.



Approche en utilisant le système GS en bouclier



Encerclement : 1ere phase



2 e phase NB : pousser contre le mur si besoin



amenée prudente au sol



Maintien et mise en place des sangles



Transport vers le lieu de soin

NB : le système GS sanglé permet les injections intra-musculaires